

AUF DRIVE DEVILBISS IST VERLASS

Wir sind einer der führenden Hersteller und Lieferanten für Medizinprodukte weltweit und können auf eine lange Firmengeschichte zurückblicken. Im Bereich Rollatoren sind wir Spezialisten und bieten Ihnen ein breites Sortiment erstklassiger Produkte. **Überzeugen Sie sich selbst!**

IHR FACHHÄNDLER

weitere Infos unter
www.drivedevilbiss.de



drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

drive | **DeVilbiss**
HEALTHCARE

Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu
DeVilbiss Healthcare GmbH • Kamenzer Straße 3 • 68309 Mannheim
T +49 (0) 7562 9724 0 • info@drivemedical.de • www.drivedevilbiss.de

NITROCSL

EINFACH. SUPER. **LEICHT.**

**LEICHTER
GEHT'S NICHT.**



NITRO^{SL} UNSER LEICHTGEWICHT

Superleicht, faltbar, schick und trotzdem stabil: Geht nicht? Geht doch!

Mit unserem Leichtgewicht-Rollator NITRO SL.

Hier wurde an Gewicht gespart, aber nicht an Komfort. Mit unserem

Rollator können Sie sich leicht und mobil im Alltag fortbewegen.

Der superleichte **NITRO SL** besteht durch sein modernes Design, einer hochwertigen Leichtbauweise und umfangreichen serienmäßigen Extras.

TECHNISCHE DATEN

Gesamtmaße (LxB)	64 cm x 72 cm
Griffhöhe	83 cm – 93 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 20 cm
Sitzhöhe	56 cm
Breite zw. Handgriffen	52 cm
Faltmaß	27 x 72 x 83 cm
Gewicht*	5,5 kg
Max. Belastung	136 kg
Max. Traglast Tasche	5 kg
Material Rahmen	Aluminium

* Gewicht inkl. Tasche, Rückengurt und Gehstockhalter 6,1 kg

ERHÄLTlich IN
2 FARBEN



SUPER
LEICHT



STABIL



ERGONO-
MISCH

SUPERLEICHT

Der **NITRO SL** besticht durch sein geringes Gewicht von nur 5,5 kg.

STABIL

Sein einzigartiges Design ist nicht nur schick, sondern auch sehr stabil. Der **NITRO SL** gewährleistet eine maximale Belastbarkeit von 136 kg.

ERGONOMISCH

Die Höhe der ergonomischen Handgriffe lässt sich individuell auf Ihre Körpergröße anpassen.

KOMFORTABEL

Dank Smartsoft-Reifen sind Sie auf unterschiedlichen Wegen und Untergründen ruhig und bequem unterwegs. Darüber hinaus wirken sich die Reifen entlastend auf Ihre Gelenke aus.