

Patentierte, abnehmbare Rückenlehne

Einfaches Entfernen der Rückenlehne

Ergonomische Rückenlehne mit Neigung bis 50°

Pflegeleichte Sitzfläche mit praktischem Hygieneausschnitt

Doppelt sicher: mehr Stabilität durch zwei Zahnstangen

Standfest: patentierte 3D-Saugnäpfe

Mehr Infos auf unserer Webseite

Gesamtbreite	70 cm
Sitzbreite	38 cm
Sitztiefe	52,5 cm
Sitzhöhe	6,5 - 48 cm
Sitzplatte Gesamtbreite	64 cm
Rückenlehnenhöhe	60 cm
Neigungswinkel Rückenlehne	10° - 50°
Bodenplatte (L x B)	60 x 30 cm
Gewicht	9,5 kg
Max. Belastung	140 kg

AUF DRIVE DEVILBISS IST VERLASS

Wir sind der Pionier des akkubetriebenen Badewannenlifters und für unsere Kunden seit über 30 Jahren ein verlässlicher Partner.

Überzeugen Sie sich selbst!



IHR FACHHÄNDLER:

Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu
 T +49 (0) 7562 9724 0 • info@drivemedical.de • www.drivedevilbiss.de

Art. Nr. WFLYNOVA | Stand: 05.08.2022
 Irrtum und Änderungen vorbehalten

BADEN OHNE LIMITS



Vom Allgäu

... IN DIE GANZE WELT

TRADITION

Als Erfinder des ersten akkubetriebenen Badewannenlifters können wir auf über 30 Jahre Erfahrung zurückblicken. Und das spüren Sie in jedem Detail unseres **BELLAVITA NOVA**.

Besonders stolz sind wir auf die Fertigung und Entwicklung all unserer Bellavita Modelle bei uns am Standort im Allgäu. Dabei legen wir großen Wert auf die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten.

Unser Badewannenlifter ist ein nachhaltiges Qualitätsprodukt „Made in Germany“, das wir vom Allgäu in die ganze Welt liefern.

INNOVATION

Der **BELLAVITA NOVA** kombiniert hervorragende Funktionalität mit technischer Raffinesse und einem ergonomisch handlichen Design.

Alle Erfahrungen aus 30 Jahren Badewannenlifter-Entwicklung sind hier vereint zu einem innovativen Produkt mit bester Praxistauglichkeit.

... DIREKT IN IHR BADEZIMMER

Leicht und portabel:

Dank seines geringen Gewichts ist der zerlegbare **BELLAVITA NOVA** schnell in handelsübliche Wannen gesetzt.

Komfortabel und praktisch:

Durch seine maximale Sitzhöhe von 48 cm wird kein zusätzlicher Höhenadapter benötigt. Die Seitenklappen ermöglichen einen einfachen Transfer. Optional sind diese auch in breiteren Varianten erhältlich.

Doppelt sicher:

Die beiden patentierten Zahnstangen garantieren ein sicheres Auf- und Abfahren. Einzigartige 3D-Saugnapfe sorgen für einen robusten und stabilen Stand.

Stufenloses Vergnügen:

Mittels schwimmfähiger Handsteuerung lässt sich der **BELLAVITA NOVA** stufenlos absenken und hochfahren.

BADEN OHNE LIMITS

...ist dank des **BELLAVITA NOVA** wieder möglich. Menschen, die aufgrund körperlicher Einschränkungen oder Beschwerden verschiedenster Art auf ein wohltuendes Bad verzichten müssen, können so wieder Entspannung für Muskulatur und Geist erleben. Genau dafür haben wir den **BELLAVITA NOVA** entwickelt.

ERFAHRUNG, DIE SICH FÜR SIE AUSZAHLT

Beim **BELLAVITA NOVA** trifft Tradition auf Innovation. Das Ergebnis: ein Badewannenlifter, den es so bisher noch nicht gab. Ausgestattet mit einer Vielzahl praktischer Details und patentierter Neuerungen brilliert er mit Vorteilen, die ein Baden ohne Limits garantieren.

An der Entwicklung des **BELLAVITA NOVA** waren viele Köpfe und Hände beteiligt. Das Herz des Projekts schlägt aber in unserem Techniker Robert Kempter. Er entwickelte bereits maßgeblich den allerersten akkubetriebenen Badewannenlifter mit. Seine Erfahrungen, unser Know-how und ganz viel Herzblut stecken auch in unserem neuesten Stern am Badehimmel.

”

**ROBERT
KEMPTER**

„Gutes noch besser zu machen – das ist stets mein Ziel. Ich bin mir sicher, dass uns dies mit dem neuen **BELLAVITA NOVA** gelungen ist.“

“

BELLAVITA
NOVA

Entwickelt von

R. Kempter

Drive DeVilbiss
Techniker

