



Transfer- en draaihulpen
Patiëntenliften en slings





Inhoud

Transfer- en draaihulpen, slings

Ambiturn - Transfer- en draaihulp

Ablestand – Draaihulp

Ambiturn & Ablestand Deluxe Sling

Patiëntenlift

Samssoft 175

Hermes

Sling

Fast Fit

Fast Fit Deluxe

Dress

High Back Toilet

Comfort

Deluxe Hammock

In Chair Hammock Comfort

Split Leg in Chair Hammock

Uitwisselbaarheid

Transfer- en draaihulp

Ambiturn en draaihulp

Art.-Nr.: PT001

Ondersteuning en opleiding ineen!

De Ambiturn Transfer en Transfer Assistance ondersteunt de verzorger bij het overbrengen van een zittende patiënten bijvoorbeeld: van het bed naar de rolstoel, en van de stoel naar het toilet en maakt ook korte transfers. Het hulpmiddel is onder begeleiding ook geschikt voor staande training.

- / Stevig stalen frame
- / Zonder gereedschap verstelbare beenbekleding
- / Vier wielen waarvan 2 draaibaar zorgt er voor dat u moeiteloos kunt manoeuvreren, zelfs bij patiënten met obesitas
- / Staandeplaats met voetmarkering voor optimale positionering van de patiënten tijdens de overdracht
- / Met twee parkeerremmen
- / Handvat met geïntegreerde transferriemhouder
- / Lage, taps toelopende voetplaat maakt onder rijdbaarheid mogelijk van bed, stoel, rolstoel en toilet
- / Eenvoudige montage en demontage, gereedschapsvrij in twee delen uitneembaar
- / Transferriem voor extra comfort als optioneel accessoire beschikbaar

Technische gegevens	
Totale lengte	63 cm
Totale breedte	57,5 cm
Totale hoogte	118 cm
Gewicht	18,4 kg
Max. belasting	150 kg



Ambiturn & Ablestand transfer gordel Deluxe

- / Voor een extra gevoel van veiligheid
- / Ideale ondersteuning en verlichting van de zorgverlener voor de patiënt om vanuit de zitpositie naar de stand te gaan
- / Eenvoudige bediening
- / Verkrijgbaar in 3 maten
- / Belastbaar tot 400 kg (opmerking maximale belastbaarheid van de transfer en draaihulp)



Ablestand opstahulp

Art.-Nr.: PT002

Gemakkelijk opstaan!

De Ablestand maakt het voor de gebruiker gemakkelijker van bed, stoel, rolstoel of toilet op te staan of een transfer te doen. Gebruiker moet nog wel de stabiliteit hebben om te gaan staan.



- / Stabiele stalen constructie
- / Zonder gereedschap verstelbare beenbekleding
- / In hoogte verstelbare, hellende handgreep met geïntegreerd Bevestiging van de transfer-gordel
- / Met kantelbeveiliging voor extra stabiliteit
- / Ruime voetplaat met antislip Voetmarkering voor veilig staan tijdens het rijden
- / Met wielen voor vereenvoudigd transport van de transferhulp (zonder patiënt)
- / Eenvoudige installatie
- / Transfergordel voor extra comfort als optie beschikbaar

Technische gegevens

Totale lengte	45 cm
Totale breedte	49 cm
Totale hoogte	80 - 126 cm
Gewicht	16,5 kg
Max. belasting	150 kg



Art.-Nr.

4401BE	Small
4402BE	Medium
4403BE	Large



Patiëntenlift

Samsoft 175

Art.-Nr.: SR2870000

Behendig en krachtig!

De Samsoft heeft een draagvermogen van 175 kg en kan eenvoudig staand worden opgeslagen. Deze elektrische patiëntenlift kan door de grote verstelbaarheid van het frame obstakels vermijden.



- / Kan eenvoudig voor transport en gebruik zonder gereedschap in twee delen worden gedemonteerd of gemonteerd
- / Versterkt stalen frame voor maximale veiligheid
- / Groot verstelbereik en spreiding van het frame voor optimale stabiliteit en het eenvoudig vermijden van obstakels
- / Beenspreiding kan vergrendeld worden
- / Lichtgewicht, compact en goed manoeuvreerbaar
- / Batterij kan snel en eenvoudig worden opgeladen
- / Standaard geleverd met een sling. Maat M of L naar keuze
- / Andere modellen slings zijn ook leverbaar, zie pagina 8 - 10



Extra sterk stalenframe



Wordt standaard met sling geleverd



De spreiden van het frame kan vergrendeld worden

Technische gegevens	
Maat (opgevouwen LxBxH)	130 x 63 x 40 cm
Maat (gemonteerd LxBxH)	133 x 63 x 134 cm
Binnenmaat beenspreiding	54 - 83 cm
Verstelhoogte tilmast	55 - 173 cm
Draaicirkel	144 cm
Totaal gewicht	38,4 kg
Maximale belasting	175 kg

Hermès


Art.-Nr.: SR231000

De krachtpatser!

De patiëntenlift Hermès is geschikt voor het tillen van patiënten met obesitas. En ontlast de verzorgende. Hij biedt flexibele instelmogelijkheden, een krachtige motor en een lage assistentie tijdens ritten.



- / Heavy-duty patiëntenlift, hefcapaciteit tot 250 kg
- / Extra frame van gewapend staal
- / Elektrisch spreiden voor moeiteloos manoeuvreren
- / De lage frame hoogte zorgt voor een makkelijke onder rijdbaarheid
- / Vierpunts bevestiging met beschermingsvilt
- / Handmatige nooddaling
- / Dubbele wielen met massieve rubberbanden, diameter 100mm
- / Er zijn meerdere modellen slings beschikbaar, zie pagina 8 - 10



Versterkte stalen frame



Ophang beveiliging sling


Technische gegevens	
Totale lengte	136 cm
Totale breedte	74 cm
Binnen maat been verstelling	60 - 110 cm
Verstel hoogte tilmast	51,5 - 177 cm
Hoogte van het onder frame	11,4 cm
Totaal gewicht	55 kg
Maximale belasting	250 kg

Slings

Doordachte functionaliteit en comfort!

Het comfort voor de patiënt en de gebruiksvriendelijkheid voor de verzorgende staat voorop bij het gebruik van de Drive Devilbiss slings. Ons assortiment biedt oplossingen in een breed verzorgingsgebied.

- / Het assortiment heeft 8 verschillende slings en leverbaar in 5 maten
- / De grote van de slings zijn eenvoudig te herkennen aan het gekleurde label:
 - Zwart = Extra Large (XL)
 - Groen = Large (L)
 - Geel = Medium (M)
 - Rood = Small (S)
 - Blauw = Extra Small (XS)
- / Alle Drive DeVilbiss slings hebben bovendien kleur gecodeerde lussen voor de verschillende zitposities
- / Voor extra comfort zijn alle tilbanden standaard uitgevoerd met gewatteerde dijbeensteunen
- / De riemen aan de achterkant van de slings helpen de verzorger bij het veilig aantrekken van de tilband
- / Alle slings hebben robuuste, geweven labels met een QR-code die te scannen is en automatisch verwijst naar een instructievideo op het internet (Engelstalig)



Fast Fit - Universeel sling

De Fast Fit sling is snel aan te leggen en biedt een goede ondersteuning in het rug en beenbereik. Gemaakt van polyester. Maximale belasting 400 Kg.

Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
3201XBE	3201BE	3202BE	3203BE	3203XBE



Fast Fit Deluxe - voor volledige ondersteuning van het lichaam

De Fast Fit Deluxe biedt de beste ondersteuning in het sacrale en bovenbeen gebied. Het gaas / netdoek is ideaal voor gebruik in een natte omgeving met een belasting van 200 kg. De polyesterdoek versie is belastbaar tot 400 Kg.

Tilband	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
Polyester	3401XBE	3401BE	3402BE	3403BE	3403XBE
Net / gaas	3404XBE	3404BE	3405BE	3406BE	3406XBE



Dress - Vereenvoudigt hygiëne en verzorging

De Dress tilband is gemakkelijk aan te trekken, biedt goede toegang tot kleding van de patiënt en kan zowel voor persoonlijke hygiëne als voor het toilet worden gebruikt worden gebruikt. Gemaakt van polyester met een draagvermogen tot 400 kg.

Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
3101XBE	3101BE	3102BE	3103BE	3103XBE



High Back Toilet - Hygiëne, verpleging en stabiliteit

De High Back Toilet tilband biedt een moeiteloze transfer voor patiënten met een goede bovenlichaam en hoofd stabiliteit. Standaard met brede lichaamsband, versterkte rug aan de zijkant verlengingsriemen samen met de laag uitgesneden heup. Dit doek biedt grote bewegingsvrijheid voor de schouders en armen. Van Polyester. Draagvermogen tot 400 kg.

Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
4201XBE	4201BE	4202BE	4203BE	4203XBE



Slings



Tilband Comfort – Met hoofd ondersteuning

De Comfort sling is een universeel inzetbaar met extra kunststof versteviging in het hoofdbereik. Gemaakt van Polyester, belastbaar tot 400 kg.

Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
3301XBE	3301BE	3302BE	3303BE	3303XBE



Deluxe Hammock – voor amputatie patiënten

De Deluxe Hammock tilband biedt ondersteuning aan patiënten met een beenamputatie. De sling ondersteunt het gehele lichaam met dezelfde functies als een universeel sling. Kan zittend of liggend aangebracht worden en vermindert heuprotatie en abductie. Ook geschikt voor beenamputatiepatiënten. Gemaakt van polyester, maximale belasting 400 kg.

Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
4501XBE	4501BE	4502BE	4503BE	4503XBE



In Chair Hammock Comfort sling – Drukverlagend

Deze tilband biedt het beste comfort voor de patiënt bij het tillen. Druk en schuifkrachten worden vermindert door het driedimensionale, multi-elastisch binnenwerk. Het voorkomt warmteophoping en is bij langer zitten ook geschikt voor decubitus- en pijnpatiënten. Het naadloze zitvlak en de dunnere padding van de beenriemen verminderen bovendien de druk. Belastbaar tot 300 kg.

Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
4101XBE	4101BE	4102BE	4103BE	4103XBE



Split Leg in Chair Hammock – Met gedeelde beenondersteuning

Deze sling is geschikt voor decubitus of pijnpatiënten. Ook geschikt om langer in te zitten. Voor extra druk ontlasting, kan bij de “Split Leg” versie, bij het zitten, de wegklapbare heupriemen en bovenbeen ondersteuning weg gevouwen worden (niet bij de transfer). Max belasting 300 kg.

Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
4001XBE	4001BE	4002BE	4003BE	4003XBE

Uitwisselbaarheid van de slings




Alle Drive DeVilbiss slings zijn geschikt voor mobiele patiëntenliften en vaste plafondliften met een ophangstelsel wat open of gesloten haken heeft. zijn compatibel. Deze haken moeten geschikt zijn voor een 25-40 mm brede lus en onder spanning gehouden kunnen worden. De compatibele patiëntliften en plafondliften moeten zijn uitgerust met een 2-, 4- of 6-punts ophangstelsel.

De volgende ophangsystemen zijn uitwisselbaar met Drive DeVilbiss slings





Plastic oogje en gepont metalen oogschoten zijn niet compatibel!

Tiljuk
2-, 4-, 6-bevestiging haken
Dubbele – en / of enkele bevestigingshaken



Dubbel tiljuk met 4 bevestigingshaken
Dubbele- en / of enkele bevestigingshaken



De volgende haken zijn uitwisselbaar met de Drive DeVilbiss tilbanden

Haak verticaal gemonteerd
Gebogen zonder sluitclip



zonder vergrendeling

Haak gemonteerd in de lengte as gebogen
gebogen / spiraal met of zonder sluitclip



met of zonder vergrendeling

Haak verticaal en in de lengte as gemonteerd
gebogen / spiraal



De lijst met vermelde haaksystemen is niet volledig. Als het gebruikte tiljuk met bijbehorende haken hier niet wordt vermeld, neem alsjeblieft contact met ons op, we controleren de compatibiliteit.

Drive Medical GmbH & Co. KG · Leutkircher Straße 44 · 88316 Isny / Allgäu · Germany
T +49 (0)7562 9724 0 · F +49 (0)7562 9724 25 · info@drivemedical.de

www.drivedevilbiss.de

Stand: Juli / 2018 - Irrtum en veranderingen voorbehouden - WBROLIFTER-NL

